

TBM



SIDE-BY-SIDE

Rooming-in Bett für Neugeborene



Quelle: studiorecup

“

Das Beistellbett Sidy-by-Side ist die beste Wahl für Mutter und Kind nach der Entbindung.

Das Rooming-In Bettchen kann von beiden Seiten geöffnet und unmittelbar an das Mutterbett heran geschoben werden. So wird die körperliche Nähe intensiv geprägt und dem Baby wird Sicherheit und Ruhe geschenkt.



+ Flexibilität

Das Einzel- oder Zwillingsbettchen lässt sich an die Betthöhe anpassen und hat stets die Verbindung zur Liegefläche der Mutter. Zulässiges Gesamtgewicht Einzel- und Zwillingsbett 8Kg / 16 kg




+ Leichtgängig und komfortabel

Die Seitenscheibe kann je nach Position beidseitig geöffnet werden, so dass die Verbindung und Nähe zum Mutterbett entsteht



+ Höhenverstellung

Stufenlose, gasfederunterstützte Höhenverstellung über Fußpedal von 85cm - 105 cm




+ Bedienbarkeit

Neigbarer Säuglingskorb der dem Neugeborenen eine Anti-Trendelenburg-Position ermöglicht.



+ Bremssystem

4 schwenkbare Doppelaufrollen mit Feststeller



+ Hygiene

Sichere Reinigung durch glatte Oberflächen und klares Design



TBM Medizintechnik GmbH



Hegelstraße 1
72663 Großbettlingen



Telefon 07022 / 40560-0
Fax: 07022 / 40560-42



E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
Homepage: www.tbm-medizintechnik.de